

## Активные зонды - переключатели – дозатор гравитационной подачи



### Стойка и емкость для гравитационной подачи

Некоторые жидкости малой вязкости можно подавать через пережимной карандаш-манипулятор или активный дозирующий зонд. Стойка модели 560670 поддерживает емкость 560666 для целей гравитационной подачи.

### Дозирующий активный зонд

Модель 560562 удобна для подключения к тубам или картриджам для дозирования материалов малой вязкости за счет гравитационной подачи.



### Модель

560562 дозирующий активный зонд (шланг 18" в комплекте)



### Модель

560670 стойка для гравитационной подачи  
560666 емкость (500 мл)  
700PTPCW пережимной карандаш-манипулятор (см. стр. 29)

### Пальцевой переключатель для туб

Пальцевой переключатель для туб подсоединяется на конец тубы/шприца, заменяя напольную педаль.

### Регулируемый пальцевой переключатель

Для операторов, предпочитающих пальцевые переключатели напольным педалям, модели FS-501V и FS-501V-A с облегченным управлением легко регулируются и могут использоваться с картриджами и держателями.

### Модель

FS-501V переключатель для любых дозаторов кроме DD305  
FS-501V-A переключатель для DD305

### Модель

560023 переключатель для любых дозаторов кроме DD305  
560023A переключатель для DD305

